

Emergency Bandages®

Dank der Emergency Bandage® mit integriertem Druckapplikator können selbst lebensbedrohliche Blutungen schnell und zuverlässig gestoppt werden. Dieser kleine und kompakte Wundverband darf in keinem Erst-Hilfe-Set fehlen! Die Emergency Bandage® ist steril verpackt, vakuumversiegelt, wasserdicht und über mehrere Jahre haltbar. Die Emergency Bandage® kann bis zu 18 Kilo Druck auf die Wunde ausüben und damit die Blutung stoppen.

3 x mehr Druck als Standardverbände



- Der integrierte Andruckbügel übt einen direkten Druck auf die Wunde aus
- Der sterile Verband hält den Druck aufrecht und senkt das Risiko einer weiteren Infektion
- Eingebaute Verschlussleiste
- Nicht haftendes, steriles Pad
- Einfache Anwendung & Selbstanwendung
- In diversen Grössen erhältlich