

Blizzard Reflexcell™ Wärmedecken

Die Blizzard Reflexcell™ Produkte bestehen aus einem mehrlagigen Verbundmaterial aus zwei Aluminiumfolien und einer Kunststoffolie. Die Besonderheit liegt jedoch in der Struktur der Materialien. Die Folien sind z-gefaltet und versetzt übereinandergelegt. So entsteht eine zellartige Gewebestruktur, welche die Wärme optimal speichert. Die beiden inneren Schichten weisen eine feine Perforierung auf. Dadurch kann die vom Körper erwärmte Luft gleichmässig in den Hohlräumen zirkulieren. Die äussere Aluminiumschicht ist hingegen undurchlässig und reflektiert zudem die Wärme. Das Ergebnis: Eine überragende Wärmeisolation und wirksamer Schutz vor äusseren Einflüssen und Kälte.

Innovative Technologie zur Regulierung der Körpertemperatur



- Einzigartige Technologie speziell für extreme Situationen entwickelt
- Zur Erhaltung der Körperkerntemperatur
- Vakuumverpackt und platzsparend
- Für den extremen Outdoor-Einsatz geeignet
- Als Schlafsack, Rettungsdecke, Jacke oder Mütze erhältlich
- Vollständig wasser- und windundurchlässig
- In diversen Grössen erhältlich
- In den Farben orange und grün